

## **Tips en onderhoud als download**

### **Onderhoud**

Het centraalprofiel omhelst de vergrendelelementen voor het voorste en achterste standbeen.

Het centraalprofiel en de vergrendelelementen moeten met regelmatige tussenpozen worden gesmeerd.

Om te smeren ( Schmiermittel Fin Super + Teflon Fa. Interflon )

### **Desinfectie en reiniging**

De desinfectie van het onderstel dient conform de wettelijke voorschriften van het desbetreffende land.

Gebruik hiervoor oppervlakte reinigingsmiddelen. bijvoorbeeld ( Henkel – Ecolad Deutschland GmbH, Tarralin Liquid perform 250 Schulke & Mayr GmbH)

De te gebruiken desinfectie middelen kunnen door gebruikers in de BRD in de regel uit de DGHM - lijst gekozen worden.

( Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie).

### **Reiniging**

In ieder land dient de reiniging van brancards en of onderstellen te geschieden conform de wettelijke voorschriften van het desbetreffende land. Als basisreinigingsmiddel kan bijvoorbeeld Fin Clean All concentraat Fa. Interflon en als na reinigingsmiddel SPARKLE Fa. Chemsearch NCH GmbH gebruikt worden.